

TVÄTTRÅD

# Så rengör du dina Sacci-produkter

- Väskorna kan tvättas i maskin i max 60 grader, 1 gång/kvartal, 8 tvättar.
- Centrifugering rekommenderas ej, låt produkten dropptorka.
- För ökad livslängd rekommenderas regelbunden avtorkning och desinfektion istället för tvätt i maskin.
- Tvättråden gäller endast för väskor, ej innerväggar.
- Sjukvårdsväskor ifrån Sacci har en garanti på 2 år.

Har du frågor kontakta oss på:  
[support@sacci.se](mailto:support@sacci.se) eller 0243-932 50



We got your back.



Sacci is an innovative developer and production partner of high quality carrying systems. We've made carrying easy since 1914.

**SACCI** SINCE  
1914